

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-200x50-do-wozka-inwalidzkiego-hulajnogi-200x50-srednica-18cm-p-16804.html>



Dętka 200x50 do wózka inwalidzkiego, hulajnogi 200x50, średnica 18cm

Cena	22,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

DĘTKA 200x50


Do wózków inwalidzkich i hulajnóg (8 cali)

Parametry techniczne

Pasuje do opon o oznaczeniu **200x50** (średnica opony ok. 20 cm):

ŚREDNICA OSADZENIA (A) **98 mm (9,8 cm)**

ŚREDNICA CAKOWITA (B) **180 mm (18 cm)**



Zastosowanie w wózkach inwalidzkich:



Przydatna porada montażowa!

Po założeniu nowej dętki i opony, należy ją dokładnie wyrównać do krawędzi obręczy. Podczas pompowania stosuj zasadę:

Podpompuj lekko → Wyrównaj oponę → Podpompuj mocniej → Wyrównaj

Dzięki temu opona będzie idealnie osadzona w stosunku do obręczy, co zapobiegnie "biciu" koła.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Jak wymienić oponę lub dętke?

Obejrzyj nasz instruktaż wideo: