

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-16x175-do-wozka-inwalidzkiego-advance-mobility-przodtyl-p-94615.html>



Opona 16x1.75 do wózka inwalidzkiego ADVANCE MOBILITY | przód/tył

Cena	45,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	OP.V41.WALRUS16
Kod producenta	OP.V41.WALRUS16
Producent	Deli Tire

Opis produktu

Opona 16x1.75 do wózka inwalidzkiego ADVANCE MOBILITY

Bezpieczeństwo i trwałość na każdej nawierzchni



Rozmiar:16 x 1.75 (pasuje na 1.50)

Typ:Pneumatyczna (pompowana)

Zastosowanie:Koło przednie lub tylne

Bieżnik:Uniwersalny / Lekko terenowy

Zalety produktu:

- Wysoka odporność na ścieranie
- Doskonała amortyzacja drgań
- Pewna przyczepność (również wewnątrz pomieszczeń)
- Idealny zamiennik dla trudnych do zdobycia opon 1.50



☐☐ Wskazówki montażowe serwisu URWIS:

Zanim przystąpisz do wymiany, zadбай o bezpieczeństwo nowej dętki i opony:

- **Oczyść wnętrze:** Sprawdź, czy w starej oponie nie został kolec, szkło lub drut.
- **Skontroluj felgę:** Upewnij się, że obręcz nie ma ostrych zadziorów lub wystającego plastiku.
- **Bezpieczny montaż:** Nigdy nie używaj śrubokręta do dopychania dętki! Użyj rąk lub profesjonalnych łyżek montażowych.

Ważne: Przed zakupem zweryfikuj oznaczenia na boku swojej starej opony.

Potrzebujesz pomocy w doborze opon? Skontaktuj się z naszym serwisem!

☐☐ **Tel: 508-314-983**