

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-200x50-szara-do-wozka-inwalidzkiego-hulajnogi-p-16803.html>



## OPONA 200x50 SZARA do wózka inwalidzkiego, hulajnogi 200x50, średnica 20cm. DELI TYRE

Cena	<b>39,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Kod producenta	<b>200x50 G840</b>
Producent	<b>Deli Tire</b>

### Opis produktu

#### OPONA 200X50 DELI TYRE

Szara - Niebrudząca (Non-Marking)

Wózki Inwalidzkie | Hulajnogi



## Specyfikacja techniczna

- **Rozmiar:** 200 x 50 mm
- **Średnica opony (B):** 200 mm
- **Średnica wewnętrzna (A):** 94 mm
- **Szerokość bieżnika:** 50 mm
- **Kolor:** Szary (bezpieczny dla podłóg)

Idealna do użytku domowego – nie zostawia czarnych śladów na panelach i płytkach.

## Uniwersalne zastosowanie

Wysokiej jakości opona renomowanej marki **Deli Tyre**. Dzięki swojej konstrukcji i optymalnej twardości gumy, doskonale sprawdza się jako przednie koło w wózkach inwalidzkich oraz w hulajnogach elektrycznych o średnicy 20 cm.

**Dostępna opcja:** W naszym sklepie możesz skompletować tę oponę z dętką wyposażoną w **gięty wentyl**, co znacznie ułatwia pompowanie w małych felgach.



**Urwis Angelika Smolarek-Luszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl





**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

## ⚙️ Porada dla serwisanta

Podczas montażu kluczowe jest symetryczne ułożenie opony na feldze. Pompuj koło etapami: po lekkim napompowaniu uformuj oponę rękami, aby krawędzie równo przylegały do obręczy, a następnie dopompuj do pożądanej twardości. Zapobiegnie to "biciu" koła podczas jazdy.

## Jak samodzielnie wymienić oponę?

**URWIS.COM.PL &NDASH; CZĘŚCI ZAMIENNE DO W&OACUTE;ZK&OACUTE;W INWALIDZKICH**

Gwarancja jakości Deli Tyre. Sprawdzony wybór dla Twojej mobilności.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dętka do opony:** ---- , z GIĘTYM wentylem (+ 19,90 zł )